





Připravte si sladový  
extrakt a umístěte ho na  
magnetické míchadlo.

Extrakt by neměl  
přesáhnout 1/3  
maximálního objemu  
nádoby.

Extrakt přiveďte do varu  
a vařte 15 minut.

Obsah zchlaďte na  
tělesnou teplotu.

Promíchejte a vylejte  
kvasnice do nádoby.




Uzavřete nádobu  
hliníkovou fólií.

Umístěte nádobu na  
magnetické míchadlo  
a nastavte teplotu na  
27 °C. Nechejte kvasnice  
pracovat 1-2 dny.

Zastavte míchadlo  
a nechejte kvasnice  
usadit.

(Nepovinný krok) Vylejte  
vrchní část kvasnic do  
vydezinfikované nádoby.



Do usazených kvasnic  
můžete nalít mladinu.  
Obsah co nejdříve nalijte do  
kvasné nádoby se  
zchlazenou mladinou.